



Guida per scaricare e visualizzare le immagini OPT dall'area FTP di Studio Futura


Per poter accedere al servizio d'invio telematico OPT è necessario essere in possesso di "Nome Utente" e "Password".

Procedura

1. Collegarsi al link


<http://areaftp.studiofutura.com>

ed effettuare il "Login" inserendo "Nome Utente" e "Password" dove indicato dalla freccia rossa nella figura sottostante



2. Cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla cartella con il vostro Cognome

Poterete visualizzare i file DICOM dei vostri pazienti e scaricarli in tale formato tramite l'icona qui sotto indicata.



Questo tipo di immagini può essere visualizzato SOLO tramite un visualizzatore DICOM.


Per scaricare il software di visualizzazione gratuita delle immagini DICOM collegarsi al seguente indirizzo:

<http://www.microdicom.com>


L'immagine può comunque esser visualizzata con qualsiasi visualizzatore DICOM in vostro possesso.

Istruzioni per il visualizzatore

Eseguire il software MicroDicom , andare in alto a sinistra sull'icona di una cartella gialla, cliccare una volta.



Selezionare l' immagine Dicom da visualizzare cliccare su apri (vedi figura sotto)



A questo punto l'immagine della OPT sarà visualizzata sul vostro PC

