



Guida per scaricare e visualizzare le immagini RM dall'area FTP di Studio Futura


Per poter accedere al servizio d'invio telematico RM è necessario essere in possesso di "Nome Utente" e "Password".

Procedura

1. Collegarsi al link


<http://areaftp.studiofutura.com>

ed effettuare il "Login" inserendo "Nome Utente" e "Password" dove indicato dalla freccia rossa nella figura sottostante



2. Cliccare con il tasto sinistro del mouse sulla cartella con il vostro Cognome

Poterete visualizzare i file DICOM dei vostri pazienti e scaricarli in tale formato tramite l'icona qui sotto indicata.



All'interno della cartella scaricata è presente un visualizzatore DICOM - CLIP

Le immagini possono comunque esser visualizzate con qualsiasi visualizzatore DICOM in vostro possesso.

Una volta scaricata la cartella fare doppio click con il tasto sinistro del mouse sull'icona "weasis-win32".



A questo punto interagire con le immagini attraverso le funzionalità del visualizzatore.

Studio Futura S.R.L.